

Faire une  
différence  
dans le  
parcours  
de la vie



Catalogue de produits 2024



Les valeurs et principes fondamentaux de notre fondateur, John Dickinson Schneider, constituent aujourd'hui la base de notre entreprise.

#### Notre Mission

Rendre plus digne et gratifiante la vie des personnes qui utilisent nos produits et nos services.

#### Notre Vision

Croître et prospérer en tant qu'entreprise indépendante détenue par ses employés et en profiter pour devenir de meilleurs êtres humains.

## Notre patrimoine

Hollister Limited a vu le jour en 1921, lorsque John Dickinson Schneider, alors âgé de 23 ans, fonda une petite entreprise spécialisée dans l'imprimerie à Chicago qu'il nomma JDS Printer Craftsman.

Depuis les premiers débuts, l'esprit d'entreprise de John Schneider était marqué par une certaine philosophie : « Nous ne nous contenterons que du meilleur ». Puis l'entreprise se fit une réputation pour ses produits, ses services et son personnel, d'une qualité irréprochable.

# Table des matières

## Soins de stomie

Choisir un champ protecteur offrant un AJUSTEMENT optimal	4
Choisir un champ protecteur offrant une COMPOSITION optimale	5

## Produits de stomie CeraPlus

Champs protecteurs deux pièces et ensembles de stomie	8
Champs protecteurs plats	8
Champs protecteurs à convexité souple	8
Champs protecteurs convexes	8
Ensembles de stomie	8
Ensembles d'urostomie	8
Sacs vidables une pièce	9
Champs protecteurs plats	9
Champs protecteurs à convexité souple	9
Champs protecteurs convexes	9
Sacs d'urostomie une pièce	10
Champs protecteurs plats	10
Champs protecteurs à convexité souple	10
Champs protecteurs convexes	10

## New Image<sup>MC</sup> – Systèmes deux pièces

Champs protecteurs plats - Flexlend	12
Champs protecteurs convexes - Flexlend	12
Champs protecteurs plats - FlexWear	13
Champs protecteurs convexes - FlexWear	13
Sacs vidables	14
Sacs fermés	14
Sacs à haut débit	15
Sacs d'urostomie	16
Ensembles de stomie	17
Ensembles d'urostomie	17

## Premier<sup>MC</sup> - Systèmes une pièce

Champs protecteurs plats - Sac vidable	20
Champs protecteurs à convexité souple	21
Champs protecteurs convexes	21
Champs protecteurs plats - Sac vidable	22
Champs protecteurs plats - Sac fermé	22
Couvres-stomie	22
Sacs à haut débit	23
Champs protecteurs plats	24
Champs protecteurs convexes	25

## Pouchkins<sup>MC</sup>

Une pièce	28
Deux pièces	28

## Accessoires infusés de céramide

Anneaux protecteurs CeraRing Adapt	30
Anneaux protecteurs CeraRing Adapt	30

## Accessoires

Anneaux protecteurs Adapt	31
Accessoires Adapt	31
Éliminateurs d'odeurs m9	32
Accessoires pour sacs	32
Port d'accès universel	32
Sacs collecteurs de plaies	32
Champs protecteurs	32
Produits pour l'irrigation	32
Sacs collecteurs à haut débit	32

## Soins d'urologie

Infyna Chic <sup>MC</sup>	34
---------------------------	----

## VaPro<sup>MC</sup>

Cathéters intermittents hydrophiles sans contact	36
--	----

## Advance Plus<sup>MC</sup>

Cathéters intermittents sans contact	38
--------------------------------------	----

## Apogee<sup>MC</sup>

Cathéters intermittents	39
-------------------------	----

## Cathéters urinaires externes

Hollister - Latex	40
InView - Silicone	40

## Sacs collecteurs d'urine

Sacs à jambe	41
Nettoyant/décristalliseur m9	41

## Sacs collecteurs externes

Sacs urinaires	42
Collecteurs de substances fécales	42

## Soins critiques

Fixateurs pour tubes endotrachéaux	45
Fixateurs de tubes	45

Index numérique	46
Renseignements généraux	49

## Service à la clientèle de Hollister

**Heures d'ouverture:** lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 (heure normale de l'Est)

**Téléphone:** 1 800 263-7400

**Télécopieur:** 1 800 432-8846

**Courriel:** [Canadacustomerservice@hollister.com](mailto:Canadacustomerservice@hollister.com)



## Service Secure Start de Hollister

### Inscription simple et rapide! C'est facile et sans frais

Le service **Secure Start<sup>MC</sup> de Hollister** vous offre un support personnalisé, afin que vous puissiez vivre votre vie comme vous le voulez!

**Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir :**

- Un accompagnement personnalisé
- Des conseils liés à l'utilisation des produits
- Des ressources éducatives
- Des échantillons gratuits qui répondent à vos besoins
- Un support pour avoir accès à un remboursement

**Profitez du service Secure Start dès maintenant !**

SCANNEZ-  
MOI



Soins de  
stomie

1-866-789-7574

SCANNEZ-  
MOI



Soins  
d'urologie

1-800-263-7421











# Soins de stomie

*Peau saine. Résultats positifs.*

# Peau saine. Résultats positifs.

## Choisir un champ protecteur offrant un AJUSTEMENT optimal

L'AJUSTEMENT est essentiel pour diminuer le risque de fuites autour de la stomie et augmenter le confort du client.

Situations cliniques possibles	Exemples de champs protecteurs
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Peau péristomiale plane</li><li>• Protrusion adéquate de la stomie</li><li>• Bouche de stomie centrée</li></ul>	 <p>Champ protecteur plat</p>
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Légère pression nécessaire au niveau de la peau péristomiale</li><li>• Stomie au niveau de la peau</li><li>• Lésions péristomiales</li></ul>	 <p>Champ protecteur à convexité souple intégrée</p>
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Stomie au niveau de la peau</li><li>• Peau péristomiale avec plis</li><li>• Bouche de stomie non centrée</li></ul>	 <p>Champ protecteur plat avec anneau plat ou convexe</p>
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Plis cutanés importants</li><li>• Bouche de stomie non centrée</li><li>• Stomie sous la surface cutanée</li></ul>	 <p>Champ protecteur avec convexité intégrée</p>
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Stomie invaginée</li><li>• Bouche de stomie non centrée</li><li>• Plis cutanés importants</li></ul>	 <p>Champ protecteur avec convexité intégrée et anneau plat ou convexe</p>

Avant l'utilisation, assurez-vous de consulter le mode d'emploi pour connaître les indications, contre-indications, les avertissements et les précautions d'usage.

1. Colwell JC, Goldberg MT & Carmel JE (Eds). (2015). WOCN Society Core Curriculum Ostomy Management. Chapitre 10. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer
2. Hoeflok J et al. Use of Convexity in Ostomy Care: Results of an International Consensus Meeting. JWOCN, janvier/février 2017

# Peau saine. Résultats positifs.

## Choisir un champ protecteur offrant une COMPOSITION optimale

La COMPOSITION du champ protecteur implique un mélange spécifique d'ingrédients ayant un impact sur l'adhésion, la résistance à l'érosion et le taux d'absorption du produit. Ce mélange est primordial au maintien d'une peau péristomiale en santé.

### Champs protecteurs de port prolongé

#### Champs protecteurs CeraPlus<sup>MC</sup>



- Champ protecteur **infusé de céramides**, un composant lipidique naturel de la peau, permettant de protéger celle-ci contre la sécheresse. Ce champ protecteur répond aux critères d'adhésion, d'absorption et de résistance à l'érosion.
- Sa composition aide à conserver la barrière naturelle d'humidité de la peau, aidant ainsi à maintenir une peau péristomiale en santé.

#### Flextend

- Durabilité et résistance à l'érosion
- Se gonfle au contact d'un effluent liquide, ce qui permet de créer une meilleure étanchéité entre la peau et la stomie.
- Idéal pour les personnes qui transpirent beaucoup
- Forte adhérence et flexibilité

### Champs protecteurs de port régulier

#### FlexWear

- Bon équilibre entre durabilité et douceur. Offre un niveau d'adhésion modéré permettant de bien répondre à différentes fréquences de changements d'appareillages
- Résistant à l'érosion liée aux liquides
- Conçu pour tous les types de peau, selon la fréquence de changement recherchée
- Conçu pour être utilisé pour plus d'une journée

#### SoftFlex

- Champ approprié pour:
  - Les gens qui ont une peau fragile, mince ou sensible, comme les gens en traitements de chimiothérapie ou radiothérapie
  - Les gens qui désirent changer leur appareillage fréquemment
- Conçu pour être doux pour la peau, ce qui permet des changements plus fréquents d'appareillages



# Produits CeraPlus<sup>MC</sup> à convexité souple : le bon choix dès le départ

Choisissez la voie qui mène à une peau péristomiale saine avec les produits CeraPlus à convexité souple.

**Réponse aux besoins individuels**  
Les produits CeraPlus<sup>MC</sup> à convexité souple sont offerts en modèle une ou deux pièces et dans une gamme de tailles pour répondre aux besoins individuels.

**Anneau d'ancrage intégré pour ceinture**  
L'utilisation d'une ceinture de stomie peut renforcer l'effet de la convexité en donnant une plus grande profondeur du champ protecteur.

**Dispositif de convexité souple intégré**  
Offre un ajustement fiable et confortable pour soutenir la peau péristomiale tout en appliquant une légère pression afin de favoriser la protrusion de la stomie et l'aplanissement des plis cutanés.

**Ajustement fiable et confortable**  
Une conception qui s'adapte aux formes corporelles individuelles et changeantes afin d'offrir un confort et une protection contre les fuites.

**Champ protecteur infusé de céramides<sup>2</sup>**  
Les céramides servent de protection cutanée naturelle contre la perte d'eau.

Offert en modèle une pièce ou deux pièces.

« L'utilisation d'un produit convexe doit être envisagée dans la période postopératoire immédiate pour assurer une étanchéité fiable et constante, et ainsi réduire le risque de fuite. »

Convexity Consensus Statement 3 Colwell J. et coll. Use of a Convex Pouching System in the Post Operative Period: A National Consensus. JWOCN 2022; 49(3): p. 240-246



# Produits\* de stomie CeraPlus<sup>MC</sup>



*La protection là où ça compte le plus*



## Champs protecteurs deux pièces et ensembles de stomie

### Champs protecteurs plats



#### À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
<b>11202</b>	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Avec adhésif
<b>11203</b>	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
<b>11204</b>	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		
<b>15102</b>	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Sans adhésif
<b>15103</b>	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
<b>15104</b>	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		

#### Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
<b>112013</b>	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec adhésif
<b>112014</b>	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
<b>112015</b>	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
<b>112016</b>	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
<b>112017</b>	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
<b>112018</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
<b>151113</b>	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Sans adhésif
<b>151114</b>	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
<b>151115</b>	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
<b>151116</b>	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
<b>151117</b>	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
<b>151118</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		

### Champs protecteurs à convexité souple



#### À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
<b>11702</b>	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
<b>11703</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
<b>11704</b>	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

#### Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
<b>11903</b>	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec adhésif
<b>11904</b>	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
<b>11905</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
<b>11906</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		

### Champs protecteurs convexes



#### À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
<b>11402</b>	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
<b>11403</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
<b>11404</b>	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
<b>15302</b>	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Sans adhésif
<b>15303</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
<b>15304</b>	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

#### Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
<b>11503</b>	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec adhésif
<b>11504</b>	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
<b>11505</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
<b>11506</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Sans adhésif
<b>153103</b>	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
<b>153104</b>	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
<b>153105</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
<b>153106</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		

### Ensembles de stomie Sacs vidables

#### Fermer intégré Lock 'n Roll

#### Non stérile

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
<b>19603</b>	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	12" (30 mm)	5
<b>19604</b>	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	12" (30 mm)	

Inclus: Un champ protecteur avec bordure adhésive CeraPlus, un sac à vider ultra-clair et un support pour stomie

### Ensembles de stomie - Urostomies

#### Non stérile

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
<b>19903</b>	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	5

Inclus: Un sac d'urostomie ultra-clair, un champ protecteur avec bordure adhésive CeraPlus et un adaptateur pour tube de drainage



## Sacs vidables une pièce

### Champs protecteurs plats - Sacs vidables

Fermer intégré Lock 'n Roll



#### À découper Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
<b>8931</b>	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	10
<b>8901</b>	Beige avec fenêtre d'observation	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	

#### À découper Sans adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
<b>89011</b>	Beige avec fenêtre d'observation	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	10

#### Précoupés Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
<b>8925</b>	Beige avec fenêtre d'observation	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
<b>8930</b>		1-3/16" (30 mm)	12" (30 cm)		
<b>8935</b>		1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)		
<b>8940</b>		1-9/16" (40 mm)	12" (30 cm)		

### Champs protecteurs à convexité souple Sacs vidables

Fermer intégré Lock 'n Roll



#### À découper Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
<b>Nouveau 8964</b>	Transparent	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
<b>Nouveau 8968</b>		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
<b>Nouveau 89611</b>		2-1/8" (55 mm)	12" (30 cm)		
<b>8954</b>	Beige avec fenêtre d'observation	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
<b>8958</b>		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
<b>89511</b>		2-1/8" (55 mm)	12" (30 cm)		

#### À découper Sans adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
<b>89518</b>	Beige avec fenêtre d'observation	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
<b>8195111</b>		2-1/8" (55 mm)	12" (30 cm)		

#### Précoupés Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
<b>8960</b>	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
<b>8961</b>		7/8" (22 mm)	12" (30 cm)		
<b>8962</b>		1" (25 mm)	12" (30 cm)		
<b>8963</b>		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)		

### Champs protecteurs convexes - Sacs vidables

Fermer intégré Lock 'n Roll



#### À découper Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
<b>8984</b>	Ultra-clair	1" (25 mm)	12" (30 cm)	Non	5
<b>8988</b>		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
<b>89811</b>		2" (51 mm)	12" (30 cm)		
<b>8914</b>	Beige avec fenêtre d'observation	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
<b>8918</b>		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
<b>89111</b>		2" (51 mm)	12" (30 cm)		

#### Précoupés Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
<b>8990</b>	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
<b>8991</b>		7/8" (22 mm)	12" (30 cm)		
<b>8992</b>		1" (25 mm)	12" (30 cm)		
<b>8993</b>		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)		

Le champ protecteur CeraPlus<sup>MC</sup> vous offre l'**AJUSTEMENT** et la **COMPOSITION** que vous avez besoin

#### Champ protecteur infusé de céramides:

- **Protège** la barrière d'humidité naturelle de la peau
- **Diminue** la perte d'eau transépidermique en présence d'une peau érodée
- **Maintient** une peau péristomiale en santé

SCANNEZ-MOI






## Sacs d'urostomie une pièce

### Champs protecteurs plats Sacs d'urostomie




Conception améliorée

À découper					Avec adhésif 
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de	
<b>84200</b>	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	10	

### Champs protecteurs convexes Sacs d'urostomie




Conception améliorée


À découper					Avec adhésif 
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de	
<b>84404</b>	Ultra-clair	1" (25 mm)	9" (23 cm)	5	
<b>84408</b>		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)		
<b>844011</b>		2" (51 mm)	9" (23 cm)		

### Champs protecteurs à convexité souple Sacs d'urostomie



Conception améliorée

À découper					Avec adhésif 
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de	
<b>84134</b>	Ultra-clair	1" (25 mm)	9" (23 cm)	5	
<b>84138</b>		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)		
<b>841311</b>		2-1/8" (55 mm)	9" (23 cm)		

Précoupés					Avec adhésif 
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de	
<b>8412</b>	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	5	
<b>8413</b>		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)		
<b>8414</b>		1" (25 mm)	9" (23 cm)		
<b>8415</b>		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)		

Précoupés					Avec adhésif 
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de	
<b>84292</b>	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	5	
<b>84293</b>		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)		
<b>84294</b>		1" (25 mm)	9" (23 cm)		
<b>84295</b>		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)		

Un produit de grande qualité,  
encore plus performant!

Une valve d'écoulement améliorée, fait d'un matériel plus souple et présentant une conception simplifiée.

Conception multi-chambres, qui permet une distribution plus uniforme de l'urine dans le sac.



Concept multi-chambres  
Vue de devant



Concept multi-chambres  
Vue du dessus (alors que le sac est coupé)

# New Image<sup>MC</sup>



*Peau saine. Résultats positifs.*

# New Image

## Systèmes deux pièces

### Champs protecteurs plats



Flexlend

#### À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
14602	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Avec adhésif
14603	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
14604	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		
14606	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)		
15602	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Sans adhésif
15603	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
15603	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
15604	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		

#### Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
14701	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Avec adhésif
14702	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
14703	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
14704	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
14705	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
14706	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
14707	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
14708	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
14709	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
16101	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)		
16102	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
16103	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
16104	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
16105	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
16106	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
16107	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
16108	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		

### Système de correspondance des couleurs

#### Systèmes deux pièces

Pour vous aider à choisir un sac collecteur compatible au champ protecteur New Image, chaque étiquette est dotée d'un code de couleur

1. Choisissez le champ protecteur approprié à l'ouverture de la stomie et notez le code de couleur de la boîte
2. Sélectionnez par la suite un sac collecteur selon les caractéristiques recherchées et assurez-vous de choisir une boîte de sacs dont l'étiquette est compatible à celle du champ protecteur

	1-3/4" (44 mm)		2-3/4" (70 mm)
	2-1/4" (57 mm)		4" (102 mm)

### Champs protecteurs convexes



Flexlend

#### À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
14802	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
14803	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
14804	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
15802	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Sans adhésif
15803	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
15804	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

#### Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
13901	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Avec adhésif (Amincie)
13902	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
13903	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
13904	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
13905	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
13906	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		
13907	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
13908	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
13909	2-3/4" (70 mm)	1-5/8" (41 mm)		
13910	2-3/4" (70 mm)	1-3/4" (44 mm)		
13911	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
14901	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Avec adhésif
14902	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
14903	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
14904	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
14905	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
14906	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		
14907	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
14908	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
14909	2-3/4" (70 mm)	1-5/8" (41 mm)		
14910	2-3/4" (70 mm)	1-3/4" (44 mm)		
14911	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)	5	Sans adhésif
15903	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
15904	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
15905	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
15906	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		

## Champs protecteurs plats



FlexWear

### À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
<b>14202</b>	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Avec adhésif
<b>14203</b>	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
<b>14204</b>	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		
<b>14206</b>	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)		
<b>15202</b>	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Sans adhésif
<b>15203</b>	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
<b>15204</b>	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		

### Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
<b>14301</b>	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Avec adhésif
<b>14302</b>	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
<b>14303</b>	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
<b>14304</b>	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
<b>14305</b>	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
<b>14306</b>	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
<b>14307</b>	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
<b>14308</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
<b>14309</b>	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
<b>16401</b>	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Sans adhésif
<b>16402</b>	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
<b>16403</b>	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
<b>16404</b>	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
<b>16405</b>	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
<b>16406</b>	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
<b>16407</b>	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
<b>16408</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		

## Champs protecteurs convexes



FlexWear

### À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
<b>13402</b>	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif (Amincie)
<b>13403</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
<b>13404</b>	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
<b>14402</b>	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
<b>14403</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
<b>14404</b>	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
<b>15402</b>	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Sans adhésif
<b>15403</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
<b>15404</b>	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

### Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
<b>13503</b>	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec adhésif (Amincie)
<b>13504</b>	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
<b>13505</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
<b>13506</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Avec adhésif
<b>14503</b>	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
<b>14504</b>	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
<b>14505</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)	5	Sans adhésif
<b>14506</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		
<b>15503</b>	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
<b>15504</b>	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Sans adhésif
<b>15505</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
<b>15506</b>	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		

### Sacs vidables

#### Fermer intégré Lock 'n Roll



##### Couleur: Ultra-clair

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtere	Boîte de
18002	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18003	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18004	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18006	4" (102 mm)	12" (30 cm)		

##### Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtere	Boîte de
18132	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18133	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18134	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18192	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
18193	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18194	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18292	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300	20
18293	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18294	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		

##### Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtere	Boîte de
18112	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18113	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18114	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18182	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
18183	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18184	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18282	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300	20
18283	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18284	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		

#### Le fermer Microseal Lock 'n Roll procure:

- Un fermer sécuritaire grâce à de multiples "micro-attaches".
- Un fermer facile à ouvrir et fermer.
- Le matériel utilisé pour ce fermer est résistant à l'eau et peut être fermé sécuritairement, même lorsqu'il est mouillé. Cependant, nous vous conseillons de le garder le plus sec possible.

#### Avec clampe



##### Couleur: Ultra-clair

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtere	Boîte de
18172	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18173	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18174	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18176	4" (102 mm)	12" (30 cm)		

##### Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtere	Boîte de
18102	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18103	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18104	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		

##### Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtere	Boîte de
18122	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18123	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18124	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18142	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
18143	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18144	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18202	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	Non	10
18203	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)		
18204	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)		

### Sacs fermés



##### Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtere	Boîte de
18362	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	AF300	60
18363	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)		
18364	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)		

##### Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtere	Boîte de
18352	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	Non	30
18353	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18354	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		
18372-30	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	AF300	30
18373-30	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)		
18374-30	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)		
18392	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300	60
18393	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18394	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		



## Sacs à haut débit

### Conception améliorée



#### Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
<b>18022</b>	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)		
<b>18023</b>	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
<b>18024</b>	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		

\*Sac collecteur 5551 disponible à la page 32.


### Conception originale Avec fermoir souple



#### Couleur: Ultra-clair


No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
<b>18012</b>	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)		
<b>18013</b>	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)	Non	10
<b>18014</b>	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
<b>18016</b>	4" (102 mm)	12" (30 cm)		

## Caractéristiques:




### Fermeur souple de grand diamètre diminuant le risque d'occlusions

- Grand diamètre interne
- Matériau souple et résistant
- Bouchon facile à ouvrir et à fermer



### Grand sac collecteur à longue tubulure offrant une plus grande liberté, jour et nuit

- Sac collecteur d'une capacité de 2 litres - Vidange moins fréquente permettant d'améliorer la qualité du sommeil
- Tubulure ondulée prévient la torsion ou le pliage
- Turbulure de 152,4cm permet une liberté de mouvement.



### Mécanisme de verrouillage intuitif qui accroît le sentiment de sécurité

- Nouveau verrou rotatif qui permet de fixer la valve de drainage au sac collecteur de manière simple et sécuritaire

## Sacs d'urostomie

### Conception améliorée



#### Couleur: Ultra-clair

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
<b>18922</b>	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
<b>18923</b>	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
<b>18924</b>	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

#### Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
<b>18902</b>	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
<b>18903</b>	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
<b>18904</b>	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

#### Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
<b>18912</b>	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
<b>18913</b>	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
<b>18914</b>	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

### Conception originale



#### Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
<b>18402</b>	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
<b>18403</b>	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
<b>18404</b>	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

### Un produit de grande qualité, encore plus performant!

Une valve d'écoulement améliorée, fait d'un matériel plus souple et présentant une conception simplifiée.

Conception multi-chambres, qui permet une distribution plus uniforme de l'urine dans le sac.



Concept multi-chambres  
Vue de devant



Concept multi-chambres  
Vue du dessus (alors que le sac est coupé)

SCANNEZ-MOI



## Ensembles de stomie Sacs vidables

### FlexWear

#### Fermer intégré Lock 'n Roll

Non stérile				
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
19002	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	12" (30 mm)	5
19003	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	12" (30 mm)	
19004	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	12" (30 mm)	
19006	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	12" (30 mm)	
Sterile				
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
19052	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	12" (30 mm)	5
19053	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	12" (30 mm)	
19054	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	12" (30 mm)	
19056	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	12" (30 mm)	

### FlexWear

#### Avec clampe

Non stérile				
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
19102	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	12" (30 mm)	5
19103	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	12" (30 mm)	
19104	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	12" (30 mm)	
19106	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	12" (30 mm)	
Sterile				
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
19152	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	12" (30 mm)	5
19153	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	12" (30 mm)	
19154	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	12" (30 mm)	
19156	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	12" (30 mm)	

Les ensembles de stomie comprennent:

- Un champ protecteur avec bordure adhésive FlexWear
- Un sac à vider ultra-clair

## Ensembles de stomie - Urostomies

### Flextend

Non stérile				
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
19202	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	12" (30 mm)	5
19203	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	12" (30 mm)	
19204	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	12" (30 mm)	
Stérile				
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
19252	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	12" (30 mm)	5
19253	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	12" (30 mm)	
19254	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	12" (30 mm)	

Les ensembles de stomie - urostomies, comprennent:

- Un sac ultra-clair
- Un champ protecteur à découper, Flextend, avec bordure adhésive
- Un adaptateur pour sac de drainage



Patrick,  
utilisateur de produits  
CeraPlus<sup>MC</sup> - Canada

## Produits de stomie CeraPlus<sup>MC</sup> — La protection là où ça compte le plus

La peau péristomiale mérite une protection supérieure. Les produits CeraPlus<sup>MC</sup> offrent un ajustement sécuritaire et confortable pour protéger contre les fuites de stomie et aider à garder la peau en bonne santé. Infusés de céramides, la protection naturelle du corps contre les dommages et la sécheresse, les produits CeraPlus<sup>MC</sup> protègent la peau dès le départ.

Avant l'utilisation, assurez-vous de bien lire le mode d'emploi pour connaître l'utilisation prévue, les contre-indications, les mises en garde et les précautions.

Les logos Hollister et CeraPlus sont des marques de commerce de Hollister Incorporated. Tous les autres droits d'auteur et marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous les produits ne sont pas dotés du marquage « CE ». Contiennent la technologie Remois de Alcare Co. Ltd



CeraPlus<sup>MC</sup>  
Produits de stomie



Soins de stomie  
Peau saine. Résultats positifs.



# Premier<sup>MC</sup>

*Peau saine. Résultats positifs.*

## Champs protecteurs plats - Sac vidable

Flexlend

Fermer intégré Lock 'n Roll



### À découper

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
<b>8531</b>	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	10
<b>8331</b>	Transparent	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	
<b>8551</b>	Beige	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	

### Précoupés

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
<b>8538</b>	Transparent	1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	10
<b>8552</b>	Beige	1" (25 mm)	12" (30 cm)	10
<b>8558</b>		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
<b>8559</b>		1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	

Flexlend

Avec clampe



### À découper

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
<b>8651</b>	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	10
<b>8631</b>	Transparent	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	10
<b>8641</b>		2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	

### Précoupés

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
<b>8637</b>	Transparent	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	10
<b>8632</b>		1" (25 mm)	12" (30 cm)	
<b>8638</b>		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
<b>8633</b>		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
<b>8639</b>		1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	
<b>8635</b>		2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	
<b>8647</b>	Beige	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
<b>8642</b>		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
<b>8648</b>		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
<b>8643</b>		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
<b>8649</b>		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	

### Champs protecteurs à convexité souple Sacs vidables

Flextend

Fermeur intégré Lock 'n Roll



#### À découper

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
<b>8674</b>	Beige avec fenêtre d'observation	5/8" - 1" (13 - 25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
<b>8678</b>		5/8" - 1-1/2" (13 - 38 mm)	12" (30 cm)		
<b>86711</b>		5/8" - 2-1/8" (13 - 55 mm)	12" (30 cm)		

#### Précoupés

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
<b>8661</b>	Beige avec fenêtre d'observation	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
<b>8662</b>		1" (25 mm)	12" (30 cm)		
<b>8663</b>		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)		
<b>8664</b>		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)		
<b>8665</b>		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
<b>8666</b>		1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)		

### Champs protecteurs convexes

Flextend

Avec clampe



#### À découper

Avec adhésif

#### Couleur: Transparent

No de produit		Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
Bordure amincie	Bordure régulière			
<b>82624</b>	<b>8624</b>	1" (25 mm)	12" (30 cm)	5
<b>82628</b>	<b>8628</b>	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
<b>826211</b>	<b>86211</b>	2" (51 mm)	12" (30 cm)	

#### Précoupés

Avec adhésif

#### Couleur: Transparent

No de produit		Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
Bordure amincie	Bordure régulière			
<b>82610</b>	<b>8610</b>	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	5
<b>82611</b>	<b>8611</b>	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	
<b>82612</b>	<b>8612</b>	1" (25 mm)	12" (30 cm)	
<b>82613</b>	<b>8613</b>	1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)	
<b>82614</b>	<b>8614</b>	1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
<b>82615</b>	<b>8615</b>	1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	
<b>82616</b>	<b>8616</b>	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
<b>82617</b>	<b>8617</b>	1-5/8" (41 mm)	12" (30 cm)	
<b>82618</b>	<b>8618</b>	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	
<b>82619</b>	<b>8619</b>	2" (51 mm)	12" (30 cm)	

### Champs protecteurs convexes Sacs vidables

Flextend

Fermeur intégré Lock 'n Roll



#### À découper

Avec adhésif

#### Couleur: Transparent

No de produit	Bordure amincie	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
<b>8244</b>		1" (25 mm)	12" (30 cm)	Non	5
<b>8248</b>		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
<b>82411</b>		2" (51 mm)	12" (30 cm)		
<b>8274</b>		1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	
<b>8278</b>		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
<b>82711</b>		2" (51 mm)	12" (30 cm)		

#### Couleur: Beige

No de produit	Bordure amincie	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
<b>8214</b>		1" (25 mm)	12" (30 cm)	Non	5
<b>82111</b>		2" (51 mm)	12" (30 cm)		

#### Précoupés

Avec adhésif

#### Couleur: Transparent

No de produit	Bordure amincie	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
<b>8280</b>		3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	5
<b>8281</b>		7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	
<b>8282</b>		1" (25 mm)	12" (30 cm)	
<b>8283</b>		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)	
<b>8284</b>		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
<b>8285</b>		1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	
<b>8286</b>		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
<b>8288</b>		1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	
<b>8289</b>		2" (51 mm)	12" (30 cm)	

#### Couleur: Beige

No de produit	Bordure amincie	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
<b>8290</b>		3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	5
<b>8291</b>		7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	
<b>8292</b>		1" (25 mm)	12" (30 cm)	
<b>8293</b>		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)	
<b>8294</b>		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
<b>8295</b>		1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	
<b>8296</b>		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	

## Champs protecteurs plats Sacs vidables



FlexWear  
Fermoir intégré Lock 'n Roll

À découper						Avec adhésif
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
<b>8031</b>	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non		
<b>8081</b>	Transparent	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	10	
<b>8181</b>	Beige	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300		

FlexWear  
Avec clampe

À découper						Avec adhésif
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
<b>8131</b>	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	10	

## Champs protecteurs plats Sacs vidables



SoftFlex  
Fermoir intégré Lock 'n Roll

À découper						Sans adhésif
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
<b>88300</b>	Beige	2-1/8" (55 mm)	12" (30 cm)	AF300	10	
<b>88700</b>		2-1/8" (55 mm)	7" (18 cm)		20	

À découper—Champ protecteur ovale						Sans adhésif
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
<b>88402</b>	Transparent	2-1/2" x 3" (66 x 77 mm)	12" (30 cm)	AF300	10	
<b>88302</b>	Beige	2-1/2" x 3" (66 x 77 mm)	12" (30 cm)			

Précoupés						Sans adhésif
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
<b>88325</b>	Beige	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	10	
<b>88330</b>		1-3/16" (30 mm)	12" (30 cm)			
<b>88335</b>		1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)			
<b>88340</b>		1-9/16" (40 mm)	12" (30 cm)			
<b>88725</b>		1" (25 mm)	7" (18 cm)			
<b>88730</b>	AF300	1-3/16" (30 mm)	7" (18 cm)	20		
<b>88735</b>		1-3/8" (35 mm)	7" (18 cm)			
<b>88740</b>		1-9/16" (40 mm)	7" (18 cm)			

## Champs protecteurs plats Sacs fermés



SoftFlex

À découper						Sans adhésif
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
<b>82300</b>	Beige	2-1/8" (55 mm)	9" (23 cm)	AF300	30	
<b>82100</b>		2-1/8" (55 mm)	7" (18 cm)			

À découper—Champ protecteur ovale						Sans adhésif
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
<b>82402</b>	Transparent	2-1/2" x 3" (66 mm x 77 mm)	9" (23 cm)	AF300	30	
<b>82302</b>	Beige	2-1/2" x 3" (66 mm x 77 mm)	9" (23 cm)			

Précoupés						Sans adhésif
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
<b>82325</b>	Beige	1" (25 mm)	9" (23 cm)	AF300	30	
<b>82330</b>		1-3/16" (30 mm)	9" (23 cm)			
<b>82335</b>		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)			
<b>82125</b>		1" (25 mm)	7" (18 cm)			
<b>82130</b>		1-3/16" (30 mm)	7" (18 cm)			
<b>82135</b>		1-3/8" (35 mm)	7" (18 cm)			

## Couvres-stomie avec adhésif microporeux



Précoupés						Avec adhésif
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
<b>3184</b>	White	2" (51 mm)	4-1/4" (11 cm)	AF300	30	
<b>3186</b>		3" (76 mm)	4-1/4" (11 cm)			

## Champs protecteurs SoftFlex



Précoupés						Sans adhésif
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
<b>1796</b>	Beige	1-5/16" (50 mm)	4" (10 cm)	AF300	30	



## Sacs à haut débit

### Conception améliorée

#### Flextend Plat



##### À découper

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
<b>26064b</b>	Transparent	2-1/2" (64mm)	12" (30 cm)	AF300	10
<b>26364</b>	Beige	2-1/2" (64mm)	12" (30 cm)		

#### Convexité souple

##### À découper

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
<b>83025</b>	Transparent	1" (25mm)	12" (30 cm)	AF300	5
<b>83038</b>		1-1/2" (38mm)	12" (30 cm)		
<b>83055</b>		2-1/8" (55mm)	12" (30 cm)		

##### Précoupés

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
<b>83125</b>	Transparent	1" (25mm)	12" (30 cm)	AF300	5
<b>83130</b>		1-3/16" (30mm)	12" (30 cm)		
<b>83135</b>		1-3/8" (35mm)	12" (30 cm)		

\*Sac collecteur 5551 disponible à la page 32.

#### Flextend Conception originale




##### Non stérile

Sans adhésif 


No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
<b>80070</b>	Ultra-clair	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)	10
<b>80110</b>		4-1/3" (110 mm)	12" (30 cm)	

## Caractéristiques:




### Combinaison unique offrant sécurité et santé de la peau:

Options de champs protecteurs convexes plats et souples  
Composition très résistante maximise la durée de port et résiste à l'érosion  
Bordure adhésive procure une tranquillité d'esprit grâce à un sentiment accru de sécurité




### Fermeture souple de grand diamètre diminuant le risque d'occlusions

Grand diamètre interne  
Matériau souple et résistant  
Bouchon facile à ouvrir et à fermer



### Grand sac collecteur à longue tubulure offrant une plus grande liberté, jour et nuit

Sac collecteur d'une capacité de 2 litres - Vidange moins fréquente permettant d'améliorer la qualité du sommeil  
Tubulure ondulée prévient la torsion ou le pliage  
Turbulure de 152,4cm permet une liberté de mouvement.



### Mécanisme de verrouillage intuitif qui accroît le sentiment de sécurité

Nouveau verrou rotatif qui permet de fixer la valve de drainage au sac collecteur de manière simple et sécuritaire

## Champs protecteurs plats Sacs d'urostomie

### Flextend Conception améliorée



#### À découper Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
<b>84590</b>	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	10
<b>84490</b>	Beige	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	

#### Précoupés Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
<b>84697</b>	Transparent	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
<b>84692</b>		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
<b>84698</b>		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
<b>84693</b>		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
<b>84699</b>		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
<b>84694</b>		2" (51 mm)	9" (23 cm)	
<b>84497</b>	Beige	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
<b>84492</b>		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
<b>84498</b>		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
<b>84493</b>		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
<b>84499</b>		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
<b>84494</b>		2" (51 mm)	9" (23 cm)	

### Flextend Conception originale



#### À découper Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
<b>8450</b>	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	10
<b>8460</b>	Transparent	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	
<b>8440</b>	Beige	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	

#### Précoupés Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
<b>8467</b>	Transparent	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
<b>8462</b>		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
<b>8468</b>		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
<b>8463</b>		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
<b>8469</b>		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
<b>8464</b>		2" (51 mm)	9" (23 cm)	
<b>8447</b>	Beige	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
<b>8442</b>		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
<b>8448</b>		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
<b>8443</b>		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
<b>8449</b>		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	

## Champs protecteurs convexes Sacs d'urostomie

### Flexlend Conception améliorée



À découper				
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
<b>84794</b>	Ultra-clair	1" (25 mm)	9" (23 cm)	5
<b>84798</b>		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
<b>8479111</b>		2" (51 mm)	9" (23 cm)	
<b>84398</b>		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
<b>8439111</b>		2" (51 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés				
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
<b>84890</b>	Ultra-clair	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
<b>84891</b>		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
<b>84892</b>		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
<b>84893</b>		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
<b>84894</b>		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
<b>84895</b>		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
<b>84896</b>		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
<b>84897</b>		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
<b>84898</b>		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
<b>84899</b>		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
<b>84990</b>	Beige	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
<b>84991</b>		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
<b>84992</b>		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
<b>84993</b>		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
<b>84994</b>		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
<b>84995</b>		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
<b>84996</b>		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
<b>84997</b>		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
<b>84998</b>		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
<b>84999</b>		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	

### Flexlend Conception originale



À découper				
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
<b>8474</b>	Transparent	1" (25 mm)	9" (23 cm)	5
<b>8478</b>		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
<b>84711</b>		2" (51 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés				
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
<b>8480</b>	Transparent	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
<b>8481</b>		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
<b>8482</b>		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
<b>8483</b>		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
<b>8484</b>		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
<b>8485</b>		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
<b>8486</b>		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
<b>8487</b>		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
<b>8488</b>		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
<b>8489</b>		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
<b>8490</b>	Beige	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
<b>8491</b>		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
<b>8492</b>		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
<b>8493</b>		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
<b>8494</b>		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
<b>8495</b>		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
<b>8496</b>		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
<b>8497</b>		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
<b>8498</b>		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	



Parfois on le voit,

parfois on ne le voit pas

**1 personne sur 3** se plaignant de démangeaisons cutanées autour de la stomie a une peau d'apparence saine.†

**Le champ protecteur CeraPlus peut vous aider.** Il aide à prévenir la sécheresse de la peau, cause possible de démangeaisons, en protégeant la barrière naturelle de l'humidité de celle-ci.

Pour en savoir davantage sur le champ protecteur CeraPlus infusée de céramides, visitez le site [www.hollister.ca](http://www.hollister.ca) ou allez à la page 8 dans le catalogue.



Le champ protecteur CeraPlus est disponible en plusieurs versions, comprenant des produits une pièce ou deux pièces; plat, convexe ou avec convexité souple, avec ou sans bordure adhésive.

Avant toute utilisation, assurez-vous de lire le mode d'emploi pour en savoir plus sur l'utilisation prévue, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les instructions. † Sondage auprès des consommateurs de prurit, Hollister Incorporated, 2016. Données à l'interne. Le logo Hollister, CeraPlus et «Une peau saine. Résultats positifs.» sont des marques de commerce de Hollister Incorporated. © 2019 Hollister Incorporated.

CE

# Pouchkins<sup>MC</sup>




*Avec la douceur et la flexibilité SoftFlex*

# Pouchkins

Systemes pédiatriques

## Une pièce SoftFlex

Sacs pour prématurés/  
nouveaux-nés



À découper					Sans adhésif
No de produit	Description	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de	
<b>Premie</b>					
<b>3777</b>	Ultra-clair, Sans ouverture de départ	5/8" (15 mm)	4-1/2" (11.5 cm)		
				<b>15</b>	
<b>Newborn</b>					
<b>3778</b>	Ultra-clair, Sans ouverture de départ	1-3/8" (35 x 22 x 7/8" mm)	6-1/2" (16 cm)		

## Sacs vidables Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper					Sans adhésif
No de produit	Description	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de	
<b>3795</b>	Transparent, Sans ouverture de départ	2" (51 mm)	7" (18 cm)		
<b>3796</b>		1-1/2" (38 mm)	6-1/2" (16 cm)		<b>10</b>

## Sacs d'urostomie



À découper					Sans adhésif
No de produit	Description	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de	
<b>3797</b>	Transparent, Sans ouverture de départ	1-1/2" (38 mm)	6-1/2" (16 cm)		<b>10</b>

### Champ protecteur Pouchkins SoftFlex:

- Conçu pour être doux pour la peau sensible du nourrisson
- Aucune ouverture, ce qui permet d'être placé là où requis
- Sans adhésif
- Flexible et convient à la taille des bébés et des enfants
- Aucun des ensembles pédiatriques Pouchkins n'est fait de latex d'élastomère-caoutchouc naturel
- Tous les sacs New Image 1-3/4" (44mm) conviendront au champ protecteur cutané

## Deux pièces SoftFlex

Champs protecteurs plats



À découper					Sans adhésif
No de produit	Description	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
<b>3761</b>	Sans ouverture de départ	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		<b>5</b>

## Sacs vidables Fermoir intégré Lock 'n Roll



Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
<b>3799</b>	1-3/4" (44 mm)	6-1/2" (16 cm)	Non	<b>10</b>

Couleur: Beige

<b>18282</b>	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300	<b>20</b>
--------------	----------------	------------	-------	-----------

## Sacs d'urostomie



Conception améliorée

No de produit	Couleur	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
<b>18922</b>	Ultra-clair	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	<b>10</b>
<b>18912</b>	Beige	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	<b>10</b>

## Ceinture de stomie pédiatrique



No de produit	Longueur	Boîte de
<b>3774</b>	10 - 17" (25 - 43 cm)	<b>1</b>

### Poupées "Shadow Buddies"

- Les poupées Shadow Buddies, exclusives à **Hollister**, sont des amies très spéciales pour les enfants qui ont subi ou qui doivent subir une chirurgie de stomie
- Elles sont des outils d'enseignement très utiles à l'éducation des soins de stomie
- Ces poupées qu'on peut cajoler, ont des yeux en forme de cœur et une stomie fictive



Shadow Buddies est une marque de commerce de la Fondation Shadow Buddies

# Accessoires





## Les anneaux protecteurs CeraRing<sup>MC</sup>

La sécurité et la confiance des anneaux Adapt, en plus de la science des céramides



- Infusés de céramides - une protection naturelle de la peau
- Aident à conserver la barrière d'humidité naturelle de la peau
- Aident à diminuer les risques d'écoulement et protège la peau - et peut même prolonger le temps de port du champ protecteur
- Aident à diminuer la perte d'eau transépidermique (PET) en présence d'une peau érodée

## Anneaux protecteurs CeraRing<sup>MC</sup> Adapt

### Plats CeraRing



No de produit	Type	Diamètre externe	Épaisseur	Boîte de
<b>8805</b>	Standard	2" (48 mm)	4.5 mm	10
<b>8815</b>	Mince	2" (48 mm)	2.30 mm	

### Convexes CeraRing



No de produit	Diamètre interne	S'étire jusqu'à	Boîte de
<b>89520</b>	13/16" (20 mm)	1" (25 mm)	10
<b>89530</b>	1-3/16" (30 mm)	1-3/8" (35 mm)	
<b>89540</b>	1-9/16" (40mm)	1-3/4" (45 mm)	

### Ovales convexes CeraRing



No de produit	Diamètre interne	S'étire jusqu'à	Boîte de
<b>89601</b>	7/8" x 1-1/2" (22 x 38 mm)	1-1/8" x 1-3/4" (27 x 43 mm)	10
<b>89602</b>	1-3/16" x 1-7/8" (30 x 48 mm)	1-3/8" x 2-1/8" (35 x 53 mm)	
<b>89603</b>	1-1/2" x 2-3/16" (38 x 56 mm)	1-3/4" x 2-3/8" (43 x 61 mm)	

**Bientôt disponible**

### Plat CeraRing Mince



No de produit	Type	Diamètre externe	Diamètre interne	Épaisseur	Boîte de
<b>881527</b>	Mince	2-1/4" (57 mm)	1-1/16" (27 mm)	2.3 mm	10

**Nouveau!**

## Rallonges de champ protecteur CeraPlus<sup>MC</sup>



No de produit	Indications	Size	Boîte de
<b>79402</b>	Pour une sécurité supplémentaire autour du champ protecteur. Diminuent le risque de décollement de l'adhésif et peut augmenter le temps de port. Offrent une adhésion supérieure en présence d'hernie péristomiale.	Chaque rallonge couvre une surface de 48 cm <sup>2</sup>	30

## Champ protecteur CeraPlus<sup>MC</sup>



No de produit	Description	Format	Boîte de
<b>8900</b>	CeraPlus™ (Non stérile)	4 x 4" 10 x 10 cm	5



# Accessoires








## Anneaux protecteurs Adapt<sup>MC</sup>

Plats  
Flexlend



No de produit	Type	Diamètre externe	Épaisseur	Boîte de
<b>7805</b>	Standard	2" (48 mm)	4,5 mm	10
<b>7806</b>	Mince	4" (102 mm)	2,30 mm	
<b>7815</b>	Mince	2" (48 mm)	2,30 mm	

## Accessoires Adapt<sup>MC</sup>

No de produit	Description	Indications	Format		Boîte de
<b>7737</b>	 Dissolvant pour adhésif médical Adapt en aérosol <i>*avec formulation non-irritante à base de silicone et sans alcool</i>	Avec une technologie de pulvérisation de 360°, aide à minimiser le gaspillage et permet une pulvérisation dans n'importe quel angle	Vaporisateur	1,7 fl oz (50 ml)	1
<b>7760</b>	 Tampons dissolvants tout usage	Aidant à éliminer les résidus d'adhésifs	50 tampons par boîte		50
<b>7917</b>	 Tampons protecteurs Adapt <i>*avec formulation sans alcool améliorée contenant de l'aloès</i>	Aident à protéger la peau lors du retrait du champ protecteur. Non recommandés sous un champ protecteur de port prolongé.	50 tampons par boîte		50
<b>7906</b>	 Poudre de stomie Adapt	Pour absorber l'humidité de la peau érodée autour de la stomie. Assurez-vous d'enlever l'excédent de poudre sur la peau. Cesser l'utilisation une fois le problème est résolu	Bouteille	1 oz (28 g)	1
<b>79301</b>	 Pâte Adapt	Permet de combler les inégalités de la peau autour de la stomie. La pâte aide donc à diminuer les risques de fuites sous le champ protecteur.	Tube	0,5 oz (14 g)	20
<b>79300</b>				2 oz (60 g)	1
<b>79400</b>	 Languettes Adapt - Flexlend (sans alcool)	Permettent de combler les inégalités de la peau autour de la stomie. Les languettes aident donc à diminuer les risques de fuites sous le champ protecteur.	Forme triangulaire	5-1/8" (13 cm)	10
<b>78500</b>	 Déodorisant-lubrifiant Adapt	Neutralise les odeurs, facilite la vidange et aide à diminuer la statique dans le sac. Ce produit n'est pas un parfum ni un agent masquant. À utiliser seulement avec des sacs vidables ou fermés.	Bouteille	8 oz (236 ml)	1
<b>78501</b>			Sachets	0,27 oz (8 ml)	50

# Accessoires

## Éliminateurs d'odeurs m9

No de produit	Description	Format	Boîte de
<b>7715</b>	Gouttes	1 oz (30 ml)	12
<b>7717</b>		8 oz (240 ml)	6
<b>7732</b>	Vaporisateur Sans odeur	2 oz (60 ml)	12
<b>7733</b>		8 oz (240 ml)	6
<b>7735</b>	Vaporisateur Odeur de pommes	8 oz (240 ml)	6

## Accessoires pour sacs

No de produit	Description	Format	Boîte de
<b>8770</b>	Clampe de couleur beige pour sacs vidables		20
<b>7300</b>	Ceinture de stomie beige	Moyenne 23"- 43" (58 - 109 cm)	10
<b>7299</b>		Grande 34"- 65" (86 - 165 cm)	
<b>7331</b>	Adaptateur pour tube de drainage d'urostomie		10

## Produits pour l'irrigation

No de produit	Description	Information	Boîte de
<b>7721</b>	Trousse avec cône d'irrigation	Comprend: (1) drain irrigateur, (1) cône avec connecteur, (1) brosse de nettoyage	1
<b>7723</b>	Cône de stomie	Avec connecteur. Unité de remplacement	10
<b>7728</b>	Drain irrigateur en deux pièces	Avec clampes et anneaux pour ceinture de stomie	20
<b>7724</b>		2" (51 mm) 3" (76 mm)	
<b>18152</b>	Drain Irrigateur New Image	Collerette: 1-3/4" (44 mm)	5
<b>18153</b>		Collerette: 2-1/4" (57 mm)	
<b>18154</b>		Collerette: 2-3/4" (70 mm)	

## Sac collecteur à haut débit



No de produit	Description	Boîte de
<b>5551</b>	Sac collecteur 2 litres	10

\* Utiliser avec les sacs à haut débit suivants: 18022, 18023, 18024, 83025, 83038, 83055, 83125, 83130, 83135, 26064b and 26364

## Champs protecteurs



No de produit	Description	Format	Boîte de
<b>8800</b>	Flexend (Non stérile)	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	5
<b>8801</b>		8" x 8" (20 cm x 20 cm)	3
<b>7800</b>	Premium (Non stérile)	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	5
<b>7801</b>		8" x 8" (20 cm x 20 cm)	3
<b>7700</b>	HolliHesive (Non stérile)	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	5

## Port d'accès universel



No de produit	Description	Boîte de
<b>9779</b>	Permet l'insertion d'un drain ou d'un cathéter à l'intérieur de la paroi d'un sac collecteur de plaies ou d'un sac de stomie	8

## Sacs collecteurs de plaies



### Avec champs protecteurs

No de produit	Pour des plaies jusqu'à	Boîte de
<b>9773</b>	3" (7.6 cm)	10
<b>9776</b>	3.75" (9.5 cm)	10
<b>9778</b>	4" x 8" (10 cm x 20 cm)	3

# Soins d'urologie

A photograph of a woman with long, wavy red hair, wearing a light pink sweater and blue jeans, sitting on a bed and laughing joyfully. She is holding a white mug. A man with a beard, wearing a white long-sleeved shirt, is sitting in a wheelchair next to her, also holding a white mug and looking towards her. The background is a softly lit room with a white headboard and a lamp.

La personne au coeur de tout ce que nous faisons

## Le nouveau cathéter intermittent Infyna Chic<sup>MC</sup>

### *Cathéter maintenant transparent*

facilite la visualisation.

### *Cathéter plus long*

facilite le drainage de la vessie.

### *Cathéter plus lubrifié*

facilite l'insertion.



Emballage recyclable



11% moins de matière plastique



Sans PVC

## Soigneusement repensé pour le bien-être des femmes

Nous nous engageons à améliorer l'expérience de cathétérismes pour les femmes qui utilisent nos produits. C'est pourquoi nous introduisons des changements discrets, mais importants, pour favoriser la tranquillité d'esprit de nos clientes.




Grandeur	Longueur du cathéter	Description	Code de produit	Boîte de
8 Ch	14cm	Droit	7008	30
10 Ch	14cm	Droit	7010	30
12 Ch	14cm	Droit	7012	30
14 Ch	14cm	Droit	7014	30



Pour en apprendre davantage, ou pour demander un échantillon gratuit, visitez le site [www.Hollister.com/fr-ca/InfynaChic](http://www.Hollister.com/fr-ca/InfynaChic)



HydraBalance<sup>MC</sup>  
Technologie de lubrification



Bientôt  
disponible

# Le tout nouveau cathéter VaPro<sup>MC</sup> muni de la protection 100% sans contact

Avec la toute nouvelle technologie de lubrification HydraBalance<sup>MC</sup>

VaPro<sup>MC</sup>  
Cathéter sans contact

## Cathéters intermittents hydrophiles sans contact

**Les cathéters VaPro offrent une protection 100% sans contact grâce à un embout et à une gaine de protection**

Les cathéters VaPro de Hollister sont conçus pour être hygiéniques afin d'aider à protéger les patients contre les microbes durant tout le processus de cathétérisation.

### Embout protecteur

- prévient le contact du cathéter stérile avec les bactéries se trouvant dans les 15 premiers millimètres de l'urètre distal
- aide à prévenir la progression des bactéries dans le système urinaire

### Gaine protectrice

- permet de saisir le cathéter facilement, tout au long de celui-ci
- agit comme barrière pour éviter que les germes externes ne viennent en contact avec le cathéter



### VaPro<sup>MC</sup>



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
<b>72124</b>	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
<b>73124</b>	Coudé		16" (40 cm)	
<b>72142</b>	Droit	14 Fr	8" (20 cm)	30
<b>72144</b>	Droit		16" (40 cm)	
<b>73144</b>	Coudé		16" (40 cm)	
<b>72164</b>	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30
<b>73164</b>	Coudé		16" (40 cm)	

### VaPro Plus<sup>MC</sup>



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
<b>74124</b>	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
<b>74144</b>	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30

*VaPro Plus est un système fermé avec un sac collecteur intégré de 1000 ml.*

VaPro F-Style est un cathéter intermittent hydrophile sans contact plus **FERME**.

### VaPro<sup>MC</sup> F-Style



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
<b>7600124</b>	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
<b>7600144</b>	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30
<b>7600164</b>	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30

### VaPro Plus<sup>MC</sup> F-Style



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
<b>7700124</b>	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
<b>7700144</b>	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30

*VaPro Plus F-Style est un système fermé avec un sac collecteur intégré de 1000 ml.*



Les cathéters VaPro Pocket<sup>MC</sup> offrent les caractéristiques que les utilisateurs désirent.<sup>1</sup>

**Protection. Facilité d'utilisation. Discretion.**

En plus d'être simples à utiliser, les cathéters VaPro Pocket offrent une protection sans contact grâce à leur gaine protectrice et leur embout protecteur qui permettent une insertion plus facile. L'emballage format poche est plus discret – une caractéristique appréciée des utilisateurs.

**Considérez les cathéters VaPro Pocket dès le départ.**



Cathéter amélioré.  
Emballage discret.

## VaPro<sup>MC</sup> Pocket

No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
<b>70124</b>	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
<b>70144</b>	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30
<b>70164</b>	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30

## VaPro<sup>MC</sup> Plus Pocket

No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
<b>71084</b>	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	30
<b>71104</b>	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	30
<b>71122</b>	Droit	12 Fr	8" (20 cm)	30
<b>71124</b>	Droit		16" (40 cm)	
<b>71142</b>	Droit	14 Fr	8" (20 cm)	30
<b>71144</b>	Droit		16" (40 cm)	
<b>71164</b>	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30

*VaPro Plus Pocket est un système fermé avec un sac collecteur intégré de 1000 ml.*

## Cathéters intermittents sans contact

### Systèmes fermés



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
<b>94064IC</b>	Droit	6 Fr	16" (40 cm)	100
<b>94084IC</b>	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	
<b>94104IC</b>	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	
<b>94124IC</b>	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	
<b>95124IC</b>	Coudé		16" (40 cm)	
<b>94144IC</b>	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	
<b>95144IC</b>	Coudé		16" (40 cm)	
<b>94164IC</b>	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	
<b>95164IC</b>	Coudé		16" (40 cm)	
<b>94184IC</b>	Droit	18 Fr	16" (40 cm)	

### Trousses de systèmes fermés



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
<b>96064IC</b>	Droit	6 Fr	16" (40 cm)	100
<b>96084IC</b>	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	
<b>96104IC</b>	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	
<b>96124IC</b>	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	
<b>97124</b>	Coudé		16" (40 cm)	
<b>96144IC</b>	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	
<b>97144</b>	Coudé		16" (40 cm)	
<b>96164IC</b>	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	
<b>97164</b>	Coudé		16" (40 cm)	
<b>96184IC</b>	Droit	18 Fr	16" (40 cm)	

Les trousse comprennent:

- Le système fermé Advance Plus
- Des gants
- Des tampons de chlorure de benzalkonium
- Protège-drap résistant à l'eau

#### Les cathéters intermittents sans contact Advance Plus:

- Possèdent un embout protecteur qui aide à protéger le cathéter des bactéries situées dans les 15 premiers millimètres de la partie distale de l'urètre
- Ont un réservoir de lubrifiant régulé qui permet de contrôler la lubrification du cathéter
- Sont munis d'oeillets souples conçus pour une insertion et un retrait en douceur



## Cathéters intermittents

No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
<b>10610</b>	Droit	6 Fr	10" (25 cm)	30
<b>10616</b>	Droit	6 Fr	15" (38 cm)	
<b>10806</b>	Droit	8 Fr	6" (15 cm)	30
<b>10810</b>	Droit		10" (25 cm)	
<b>10816</b>	Droit		16" (40 cm)	
<b>10826</b>	Coudé	8 Fr	16" (40 cm)	
<b>11006</b>	Droit	10 Fr	6" (15 cm)	30
<b>11010</b>	Droit		10" (25 cm)	
<b>11026</b>	Coudé, olive		16" (40 cm)	
<b>11016</b>	Droit		16" (40 cm)	
<b>11206</b>	Droit	12 Fr	6" (15 cm)	30
<b>11216</b>	Droit		16" (40 cm)	
<b>11226</b>	Coudé		16" (40 cm)	
<b>11406</b>	Droit	14 Fr	6" (15 cm)	30
<b>11446</b>	Droit, sans entonnoir		6" (15 cm)	
<b>11416</b>	Droit		16" (40 cm)	
<b>B1061</b>	Souple		16" (40 cm)	
<b>11426</b>	Coudé		16" (40 cm)	
<b>B1065</b>	Droit, avec conditionnement courbé		16" (40 cm)	50
<b>11616</b>	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30
<b>11626</b>	Coudé		16" (40 cm)	
<b>11816</b>	Droit	18 Fr	16" (40 cm)	30
<b>11826</b>	Coudé	18 Fr	16" (40 cm)	

### Les cathéters intermittents Apogee:

- Sont munis d'oeillets doux, souples et décalés pour favoriser une insertion facile
- Sont des cathéters clairs et ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Sont conçus pour favoriser le confort
- Sont faits de Polychlorure de vinyle (PVC) de qualité médicale
- Sont non-lubrifiés
- Sont disponibles avec des embouts droits ou coudés

# Cathéters urinaires externes

## Hollister

### Latex




<b>Port prolongé:</b>			
avec rabat interne unique		Longueur 2-3/4" (7 cm) Longueur de bande adhésive 1-3/5" (4 cm)	
No de produit	Description	Format	Boîte de
<b>9206</b>	Petit/pédiatrique	7/8" - 1" (22 - 25 mm)	30
<b>9207</b>	Moyen	1" - 1-1/8" (26 - 30 mm)	
<b>9208</b>	Intermédiaire	1-1/8" - 1-1/4" (31 - 35 mm)	
<b>9209</b>	Grand	1-3/8" - 1-1/2" (36 - 39 mm)	
<b>Port régulier</b>			
		Longueur 2-3/4" (7 cm), Longueur de bande adhésive 1-3/5" (4 cm)	
No de produit	Description	Format	Boîte de
<b>9106</b>	Petit/pédiatrique	7/8" - 1" (22 - 25 mm)	30
<b>9107</b>	Moyen	1" - 1-1/8" (26 - 30 mm)	
<b>9108</b>	Intermédiaire	1-1/8" - 1-1/4" (31 - 35 mm)	
<b>9109</b>	Grand	1-3/8" - 1-1/2" (36 - 39 mm)	

Faits de latex de caoutchouc naturel

### Guide de sélection de tailles

Utilisez le guide de sélection pour déterminer la taille appropriée de cathéter

- Placez le guide de sélection juste derrière le gland du pénis
- Sélectionnez la taille qui se rapproche le plus



## InView<sup>MC</sup>

### Silicone



<b>Réguliers</b>			
		Longueur 2-3/4" (7 cm), Longueur de la bande adhésive 1-3/5" (4 cm)	
No de produit	Description	Format	Boîte de
<b>97525</b>	Petit	1" (25 mm)	30
<b>97529</b>	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
<b>97532</b>	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
<b>97536</b>	Grand	1-1/2" (36 mm)	
<b>97541</b>	Très grand	1-5/8" (41 mm)	100
<b>97525-100</b>	Petit	1" (25 mm)	
<b>97529-100</b>	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
<b>97532-100</b>	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
<b>97536-100</b>	Grand	1-1/2" (36 mm)	100
<b>97541-100</b>	Très grand	1-5/8" (41 mm)	
<b>Spéciaux</b>			
		Longueur 1-3/5" (4 cm), Longueur de la bande adhésive 1-3/5" (4 cm)	
No de produit	Description	Format	Boîte de
<b>97425</b>	Petit	1" (25 mm)	30
<b>97429</b>	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
<b>97432</b>	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
<b>97436</b>	Grand	1-1/2" (36 mm)	
<b>97441</b>	Très grand	1-5/8" (41 mm)	100
<b>97425-100</b>	Petit	1" (25 mm)	
<b>97429-100</b>	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
<b>97432-100</b>	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
<b>97436-100</b>	Grand	1-1/2" (36 mm)	100
<b>97441-100</b>	Très grand	1-5/8" (41 mm)	
<b>Extra</b>			
		Longueur 2-3/4" (7 cm), Longueur de la bande adhésive 2-3/4" (7 cm)	
No de produit	Description	Format	Boîte de
<b>97625</b>	Petit	1" (25 mm)	30
<b>97629</b>	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
<b>97632</b>	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
<b>97636</b>	Grand	1-1/2" (36 mm)	
<b>97641</b>	Très grand	1-5/8" (41 mm)	100
<b>97625-100</b>	Petit	1" (25 mm)	
<b>97629-100</b>	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
<b>97632-100</b>	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
<b>97636-100</b>	Grand	1-1/2" (36 mm)	100
<b>97641-100</b>	Très grand	1-5/8" (41 mm)	

Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel

# Sacs collecteurs d'urine

## Sacs à jambe

### Sacs à jambe



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
<b>9814</b>	Moyen	18 oz (540 ml)	10
<b>9805</b>	Grand	30 oz (900 ml)	

### Tubes de rallonge avec connecteur



No de produit	Description	Longueur	Boîte de
<b>9345</b>	Non stérile	18" (45 cm)	10
<b>9346</b>	Stérile	18" (45 cm)	

### Courroies en tissu



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
<b>9342</b>	Petit	15" (38 cm)	10 paires
<b>9343</b>	Moyen	23" (58 cm)	

#### Les sacs à jambe de Hollister sont:

- Stériles
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Conçus avec une valve anti-reflux

### Ensembles combinés pour sacs à jambe



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
<b>9348</b>	Moyen	18 oz (540 ml)	12 ensembles
<b>9349</b>	Grand	30 oz (900 ml)	

### Ensembles combinés pour sacs à jambe aérés



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
<b>9645</b>	Moyen	18 oz (540 ml)	10 ensembles
<b>9655</b>	Grand	30 oz (900 ml)	

### Sacs collecteurs urinaires de lit



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
<b>9839</b>	Capacité de 2000 ml	68 oz (2000 ml)	20

## Nettoyant/décristalliseur m9

### Concentré et flacon de lavage



No de produit	Description	Format	Boîte de
<b>7736</b>	1 Flacon de concentré 1 Flacon de lavage	16 oz (480 ml)	12

# Sacs collecteurs externes

## Sacs urinaires

### Femmes

#### Champs protecteurs SoftFlex



No de produit	Description	Boîte de
<b>9840</b>	Longueur 7-1/2" (19 cm) Largeur 4-1/2" (11cm)	10

### Hommes

#### Champs protecteurs Flexlend

Champ protecteur mince assurant la flexibilité, aucun adhésif supplémentaire requis



No de produit	Description	Boîte de
<b>9873</b>	Longueur 7-1/2" (19 cm) Largeur 4-1/2" (11cm)	10

#### Champs protecteurs SoftFlex



No de produit	Description	Boîte de
<b>9811</b>	Longueur 7-1/2" (19 cm) Largeur 4-1/2" (11cm)	10

## Collecteurs de substances fécales

### Sacs

#### Champs protecteurs Flexlend



No de produit	Description	Longueur du sac	Boîte de
<b>9823</b>	Moyen, Ultra-clair	10" (25 cm)	10
<b>9880</b>	Grand, Transparent	12" (30 cm)	

### Sacs transparents


#### Champs protecteurs SoftFlex



No de produit	Description	Longueur du sac	Boîte de
<b>9822</b>	Moyen	10" (25 cm)	10
<b>9821</b>	Grand	12" (30 cm)	

#### Les sacs urinaires de Hollister:

- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Ont un champ protecteur à découper
- Ont une pellicule à l'épreuve des odeurs



Cathéters intermittents  
sans contact VaPro<sup>MC</sup>

# Une nouvelle étude<sup>1</sup> confirme la protection supérieure\*

Hollister a demandé à un laboratoire indépendant d'étudier les **caractéristiques de protection** des cathéters VaPro et de les comparer aux cathéters de d'autres fabricants.

\*En comparaison avec d'autres cathéters évalués.  
Référence: 1. Données à l'interne. TR-00453,2021

  
Découvrez  
les résultats



# Soins critiques



Dédié à l'excellence.

## Fixateurs pour tubes endotrachéaux

### AnchorFast<sup>MC</sup>



No de produit	Description	Boîte de
9799	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet d'entourer le tube endotrachéal et de le fixer à l'aide d'une pince de sécurité</li> <li>• La navette amovible permet le repositionnement du tube endotrachéal de droite à gauche de façon sécuritaire</li> <li>• Champ protecteur Flexend</li> <li>• Pour la fixation des tubes de 5,0 – 10,0 mm de diamètre interne</li> </ul>	12

### AnchorFast SlimFit<sup>MC</sup>



No de produit	Description	Boîte de
9787	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet d'entourer le tube endotrachéal et de le fixer à l'aide d'une pince de sécurité</li> <li>• La navette amovible permet le repositionnement du tube endotrachéal de droite à gauche de façon sécuritaire</li> <li>• Surface accrue pour le placement des doigts ou du pouce pour faciliter l'ouverture</li> <li>• Conçu pour les visages de plus petites tailles</li> <li>• Pour la fixation des tubes de 5,0 – 8,0 mm de diamètre interne</li> </ul>	12

### AnchorFast Guard Select<sup>MC</sup>



No de produit	Description	Boîte de
9700	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet d'entourer le tube endotrachéal et de le fixer à l'aide d'une pince de sécurité</li> <li>• La navette amovible permet le repositionnement du tube endotrachéal de droite à gauche de façon sécuritaire</li> <li>• Manchon protecteur intégré pour diminuer le risque d'occlusion du tube endotrachéal</li> <li>• Pour la fixation des tubes de 5,0 – 9,0 mm ou tubes avec succion sous-glottique intégrée de 6,0 – 8,0 mm de diamètre interne</li> </ul>	12

## Courroies de remplacement pour le cou AnchorFast



No de produit	Description	Boîte de
9788	Courroies de remplacement pour le cou	4

## Fixateurs de tubes

### Fixateur de drain/tube horizontal



No de produit	Description	Boîte de
9781	Usage unique, stérile	5

### Fixateur de drain/tube vertical



No de produit	Description	Boîte de
9782	Usage unique, stérile	5

### Fixateur de drain/tube



No de produit	Description	Boîte de
9780	Usage unique, stérile	5

### Fixateur de tube d'alimentation



No de produit	Description	Boîte de
9786	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le champ protecteur FlexWear s'ajuste au nez du patient</li> <li>• Usage unique, stérile</li> </ul>	20

### Fixateur de tube d'aspiration



No de produit	Description	Boîte de
9785	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le champ protecteur FlexWear s'ajuste au nez du patient</li> <li>• Usage unique, stérile</li> </ul>	20

# Index numérique

No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page
1796	22	8281	21	8489	25	8664	21	9823	42	13404	13
3184	22	8282	21	8490	25	8665	21	9839	41	13503	13
3186	22	8283	21	8491	25	8666	21	9840	42	13504	13
3761	28	8284	21	8492	25	8674	21	9873	42	13505	13
3774	28	8285	21	8493	25	8678	21	9880	42	13506	13
3777	28	8286	21	8494	25	8770	32	10610	39	13901	12
3778	28	8288	21	8495	25	8800	32	10616	39	13902	12
3795	28	8289	21	8496	25	8801	32	10806	39	13903	12
3796	28	8290	21	8497	25	8805	30	10810	39	13904	12
3797	28	8291	21	8498	25	8815	30	10816	39	13905	12
3799	28	8292	21	8531	20	8900	30	10826	39	13906	12
5551	32	8293	21	8538	20	9106	40	11006	39	13907	12
7299	32	8294	21	8551	20	9107	40	11010	39	13908	12
7300	32	8295	21	8552	20	9108	40	11016	39	13909	12
7331	32	8296	21	8558	20	9109	40	11026	39	13910	12
7700	32	8331	20	8559	20	9206	40	11202	8	13911	12
7715	32	8412	10	8610	21	9207	40	11203	8	14202	13
7717	32	8413	10	8611	21	9208	40	11204	8	14203	13
7721	32	8414	10	8612	21	9209	40	11206	39	14204	13
7723	32	8415	10	8613	21	9342	41	11216	39	14206	13
7724	32	8440	24	8614	21	9343	41	11226	39	14301	13
7728	32	8442	24	8615	21	9345	41	11402	8	14302	13
7732	32	8443	24	8616	21	9346	41	11403	8	14303	13
7733	32	8447	24	8617	21	9348	41	11404	8	14304	13
7735	32	8448	24	8618	21	9349	41	11406	39	14305	13
7736	41	8449	24	8619	21	9645	41	11416	39	14306	13
7737	31	8450	24	8624	21	9655	41	11426	39	14307	13
7760	31	8460	24	8628	21	9700	45	11446	39	14308	13
7800	32	8462	24	8631	20	9773	32	11503	8	14309	13
7801	32	8463	24	8632	20	9776	32	11504	8	14402	13
7805	31	8464	24	8633	20	9778	32	11505	8	14403	13
7806	31	8467	24	8635	20	9779	32	11506	8	14404	13
7815	31	8468	24	8637	20	9780	45	11616	39	14503	13
7906	31	8469	24	8638	20	9781	45	11626	39	14504	13
7917	31	8474	25	8639	20	9782	45	11702	8	14505	13
8031	22	8478	25	8641	20	9785	45	11703	8	14506	13
8081	22	8480	25	8642	20	9786	45	11704	8	14602	12
8131	22	8481	25	8643	20	9787	45	11816	39	14603	12
8181	22	8482	25	8647	20	9788	45	11826	39	14604	12
8214	21	8483	25	8648	20	9799	45	11903	8	14606	12
8244	21	8484	25	8649	20	9805	41	11904	8	14701	12
8248	21	8485	25	8651	20	9811	42	11905	8	14702	12
8274	21	8486	25	8661	21	9814	41	11906	8	14703	12
8278	21	8487	25	8662	21	9821	42	13402	13	14704	12
8280	21	8488	25	8663	21	9822	42	13403	13	14705	12



No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page
14706	12	16102	12	18173	14	19002	17	74144	36	84294	10
14707	12	16103	12	18174	14	19003	17	78500	31	84295	10
14708	12	16104	12	18176	14	19004	17	78501	31	84398	25
14709	12	16105	12	18182	14	19006	17	79300	31	84404	10
14802	12	16106	12	18183	14	19052	17	79301	31	84408	10
14803	12	16107	12	18184	14	19053	17	79400	31	84490	24
14804	12	16108	12	18192	14	19054	17	79402	30	84492	24
14901	12	16401	13	18193	14	19056	17	80070	23	84493	24
14902	12	16402	13	18194	14	19102	17	80110	23	84494	24
14903	12	16403	13	18202	14	19103	17	82100	22	84497	24
14904	12	16404	13	18203	14	19104	17	82111	21	84498	24
14905	12	16405	13	18204	14	19106	17	82125	22	84499	24
14906	12	16406	13	18282	14	19152	17	82130	22	84590	24
14907	12	16407	13	18282	28	19153	17	82135	22	84692	24
14908	12	16408	13	18283	14	19154	17	82300	22	84693	24
14909	12	18002	14	18284	14	19156	17	82302	22	84694	24
14910	12	18003	14	18292	14	19202	17	82325	22	84697	24
14911	12	18004	14	18293	14	19203	17	82330	22	84698	24
15102	8	18006	14	18294	14	19204	17	82335	22	84699	24
15103	8	18012	15	18352	14	19252	17	82402	22	84711	25
15104	8	18013	15	18353	14	19253	17	82411	21	84794	25
15202	13	18014	15	18354	14	19254	17	82610	21	84798	25
15203	13	18016	15	18362	14	19603	8	82611	21	84890	25
15204	13	18022	15	18363	14	19604	8	82612	21	84891	25
15302	8	18023	15	18364	14	19903	8	82613	21	84892	25
15303	8	18024	15	18372-30	14	26064b	23	82614	21	84893	25
15304	8	18102	14	18373-30	14	26364	23	82615	21	84894	25
15402	13	18103	14	18374-30	14	70124	37	82616	21	84895	25
15403	13	18104	14	18392	14	70144	37	82617	21	84896	25
15404	13	18112	14	18393	14	70164	37	82618	21	84897	25
15503	13	18113	14	18394	14	71084	37	82619	21	84898	25
15504	13	18114	14	18402	16	71104	37	82624	21	84899	25
15505	13	18122	14	18403	16	71122	37	82628	21	84990	25
15506	13	18123	14	18404	16	71124	37	82711	21	84991	25
15602	12	18124	14	18902	16	71142	37	83025	23	84992	25
15603	12	18132	14	18903	16	71144	37	83038	23	84993	25
15604	12	18133	14	18904	16	71164	37	83055	23	84994	25
15802	12	18134	14	18912	16	72124	36	83125	23	84995	25
15803	12	18142	14	18912	28	72142	36	83130	23	84996	25
15804	12	18143	14	18913	16	72144	36	83135	23	84997	25
15903	12	18144	14	18914	16	72164	36	84134	10	84998	25
15904	12	18152	32	18922	16	73124	36	84138	10	84999	25
15905	12	18153	32	18922	28	73144	36	84200	10	86211	21
15906	12	18154	32	18923	16	73164	36	84292	10	86711	21
16101	12	18172	14	18924	16	74124	36	84293	10	88300	22

# Index numérique

No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page
88302	22	97436	40	881527	30
88325	22	97436-100	40	7600124	36
88330	22	97441	40	7600144	36
88335	22	97441-100	40	7600164	36
88340	22	97525	40	7700124	36
88402	22	97525-100	40	7700144	36
88700	22	97529	40	8439111	25
88725	22	97529-100	40	8479111	25
88730	22	97532	40	B1061	39
88735	22	97532-100	40	B1065	39
88740	22	97536	40		
89520	30	97536-100	40		
89530	30	97541	40		
89540	30	97541-100	40		
89601	30	97625	40		
89602	30	97625-100	40		
89603	30	97629	40		
94064IC	38	97629-100	40		
94084IC	38	97632	40		
94104IC	38	97632-100	40		
94124IC	38	97636	40		
94144IC	38	97636-100	40		
94164IC	38	97641	40		
94184IC	38	97641-100	40		
95124IC	38	112013	8		
95144IC	38	112014	8		
95164IC	38	112015	8		
96064IC	38	112016	8		
96084IC	38	112017	8		
96104IC	38	112018	8		
96124IC	38	151113	8		
96144IC	38	151114	8		
96164IC	38	151115	8		
96184IC	38	151116	8		
97124	38	151117	8		
97144	38	151118	8		
97164	38	153103	8		
97425	40	153104	8		
97425-100	40	153105	8		
97429	40	153106	8		
97429-100	40	826211	21		
97432	40	841311	10		
97432-100	40	844011	10		

# Renseignements généraux

## Conditions de paiement

Net 30 jours à partir de la date de facturation. Les transferts électroniques de fonds (TEF) sont possibles. Veuillez contacter le département du service à la clientèle.

## Commande minimale

Les commandes des détaillants autorisés doivent être d'une valeur minimale de 250,00\$. Des frais de 10,00\$ seront ajoutés à toute commande ayant une valeur inférieure à 250,00\$.

## Expédition

Les prix pour les livraisons au Canada sont FOB à l'adresse du client.

Si les moyens de transport sont spécifiés par le client, celui-ci doit payer les frais de livraison. Lors de la livraison de produits par le transporteur, tous les risques de perte deviennent la responsabilité du client et les attributs de droit de propriété lui sont dévolus. Aucune modification ne peut être apportée à ces modalités.

## Politique de prix et modalités

La TPS/la taxe de vente harmonisée et la TVQ sont en sus, si applicable. L'acheteur accepte qu'il n'est pas autorisé à distribuer ou vendre, directement ou indirectement, à des clients situés à l'extérieur du Canada

## Politique de retour de marchandise

Avant de retourner un produit, vous devez absolument obtenir un numéro d'autorisation de la part de Hollister. Pour obtenir celui-ci, vous devez contacter notre service à la clientèle au

1 800 263-7400 ou par courriel à l'adresse suivante:

[canadacustomerservice@hollister.com](mailto:canadacustomerservice@hollister.com)

**Hollister autorisera le retour de marchandise selon les critères suivants:**

1. Des frais de retour de 15% seront applicables pour tout produit retourné dans un délai supérieur à 30 jours de la date de facturation.
2. Une copie de la facture ou le numéro de commande doit être joint à la demande de retour de marchandise.
3. Hollister disposera les produits retournés sans numéro d'autorisation et aucun crédit ne sera émis.

**AUCUN retour de produits ne sera autorisé par Hollister advenant une des conditions suivantes:**

1. Produit retourné dans un délai supérieur à un (1) an de la date de facturation.
2. Boîtes incomplètes
3. Boîtes dans un état rendant impossible la revente de celles-ci (marques, collant pour vendre, décoloration, boîtes bosselées en raison de la manutention et retours inadéquats, colle de collant, etc.).

**Produits endommagés:**

1. Le client doit contacter Hollister dans les 5 jours ouvrables suivant la réception d'une marchandise endommagée pour obtenir un numéro d'autorisation pour le retour de celle-ci.
2. Le quai de réception de marchandise a la responsabilité d'inscrire, sur le bon de connaissance, qu'un produit endommagé a été reçu.
3. Le client doit fournir une copie de la facture, le numéro de celle-ci ou le numéro de bon de commande lors de la demande de retour.

## [www.hollister.com](http://www.hollister.com)

Le logo Hollister, Adapt, Advance, Advance Plus, Anchorfast, Anchorfast Slim Fit, Anchorfast Guard Select, Apogee, CeraPlus, Extended Wear, Everyday, Flexend, FlexWear, FormaFlex, Infyna Chic, InView, Karaya 5, Lock 'n Roll, m9, New Image, Pouchkins, Premier, Secure Start, SoftFlex, VaPro, VaPro F-Style, VaPro Plus, VaPro Pocket and VaPro Plus Pocket sont des marques déposées de Hollister Incorporated.

Toutes les autres marques déposées et droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

©2022 Hollister Incorporated 913276

4. AUCUN crédit ne sera émis si le client dispose du produit endommagé/défectueux sans l'accord préalable de Hollister.

5. Si le produit ne peut être retourné étant trop endommagé (écoulement/bris), le client doit prendre des photos et les faire parvenir à Hollister dans un délai n'excédant pas 5 jours ouvrables de la date de réception de la marchandise pour obtenir l'approbation de disposer du produit et par conséquent obtenir un crédit.

## Politique d'échantillons pour les détaillants (produits de stomie et d'urologie)

Toute demande d'échantillons pour un client devra être traitée par le service à la clientèle de Hollister Limited en appelant au 1 800 263-7400 ou par courriel à [canadacustomerservice@hollister.com](mailto:canadacustomerservice@hollister.com).

Le détaillant/client doit communiquer avec le service à la clientèle et fournir ses coordonnées pour traiter la demande d'échantillons. Ceux-ci seront envoyés directement chez le client par Hollister Limited et ne seront donc plus envoyés chez le détaillant.

## Produits manquants

Le client se doit d'aviser Hollister dans les 5 jours ouvrables suivant la réception, si un produit est manquant. Un produit manquant signifie que les produits reçus diffèrent des produits indiqués sur la liste incluse avec ce même envoi.

## Marche à suivre pour retourner un produit défectueux

Tous les retours de marchandise doivent être autorisés par un(e) représentant(e) régional(e) des ventes Hollister ou par un représentant(e) du service à la clientèle.

Les retours de marchandise non autorisés seront refusés.

Hollister acceptera les retours à condition que:

1. Le client ait reçu sans frais une boîte entière de produits Hollister en échange du retour d'une partie de sa boîte.
2. Un formulaire de satisfaction garantie a été rempli.
3. La boîte retournée et le formulaire de satisfaction garantie furent approuvés et remis au représentant(e) régional(e) des ventes Hollister.

## Avant l'utilisation

Assurez-vous de lire attentivement le mode d'emploi de chaque produit avant son utilisation. Le mode d'emploi vous donnera accès aux indications, contre-indications, avertissements, précautions et instructions de ce produit.

## Présence de latex

Les produits d'urologie Hollister ci-dessous sont faits de latex de caoutchouc naturel. Nos fournisseurs ajoutent un tel composé au processus de fabrication. Tout produit Hollister ne se trouvant pas dans la liste suivante indique qu'aucun latex de caoutchouc naturel n'est inclus dans le produit ni dans son processus de fabrication. Produits: 9206, 9207, 9208, 9209, 9106, 9107, 9108 et 9109.



\*Les produits CeraPlus sont fabriqués à l'aide de la technologie Remois de Alcare Co., Ltd.



Un catalogue en constante expansion de contenu éducatif sur la stomie et la continence.



**Recherches cliniques et support éducatif**



**Formation continue**



**Éducation pour les patients**

**Pour les clinicien(ne)s – Par des clinicien(ne)s**

**Visitez notre plateforme  
éducative dès maintenant**

STOMIE



UROLOGIE

